



Medical Technologies

# EasyOne Air

Spiromètre portable et PC

Une spirométrie avancée. Des pronostics patients améliorés.

L'**EasyOne Air** de n d d est sans cesse à la pointe de l'innovation en matière de spirométrie. Doté d'un écran tactile convivial et d'invites de diagnostic intégrées, cet appareil portable s'intègre parfaitement dans le flux de tâches du cabinet.

Grâce à la technologie avancée TrueFlow, le calibrage n'est plus nécessaire. L'**EasyOne Air** produit ainsi des données facilement exploitables pour éclairer rapidement les décisions. Vous avez besoin d'une solution de spirométrie fiable ? **EasyOne Air** est le choix évident.



# EasyOne



# Simple. Certain. Éprouvé.



## Écrans d'incitation

Disponible avec le logiciel **EasyOne Connect**



## Spécifications

**Types de test** : FVC, FVL, SVC, MVV et pré/post-tests

**Langues** : allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois

**Connectivité DEP** : EasyOne Connect

**Dimensions** : 87 mm x 155 mm x 36 mm, 0,356 kg

**Standards** : ATS/ERS 2019 et 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

## Références

**2500-2A** : système de spirométrie EasyOne Air (USA et Canada)

**2500-2INT** : système de spirométrie EasyOne Air (international)

**2050-1** : boîte de 50 EasyOne FlowTube

**2050-5** : boîte de 200 EasyOne FlowTube

**2050-10** : boîte de 500 EasyOne FlowTube  
N'est pas disponible dans tous les pays



n d d Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 États-Unis  
Tél.: +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suisse  
Tél.: +41 44 512 65 00



## Fonctionnalités

- Grand écran tactile couleur
- Navigation aisée
- Calibrage stable à long terme
- Batterie rechargeable : plus de 100 tests avec une seule charge
- Connectivité Bluetooth
- Utilisation flexible
- Mode portable ou PC
- Incitations animées en temps réel
- Transfert de données en temps réel
- Intégration éprouvée avec les principaux systèmes DME/DSE

**n d d**  
**TrueFlow**  
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons propre à n d d est très précise, quel que soit le débit et peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité.

n d d **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun calibrage au cours de sa durée de vie.

## EasyOne Connect

Le logiciel **EasyOne Connect** offre une base de données et une plateforme pour toutes les solutions EasyOne au chevet du patient. La gestion des données n'a jamais été aussi simple.

