



Medical Technologies

# EasyOne Air

Espirômetro portátil e para PC

Espirometria de elevação. Impactando os resultados dos pacientes.

O EasyOne Air da ndd lidera consistentemente o caminho na inovação em espirometria. Com uma interface amigável, tela sensível ao toque e prompts de diagnóstico integrado, este dispositivo portátil integra-se perfeitamente em qualquer fluxo de trabalho prático.

A avançada tecnologia TrueFlow elimina a necessidade de calibração, garantindo que o EasyOne Air produza dados prontamente acionáveis para informar decisões rapidamente. Quando se trata de escolher uma solução de espirometria confiável, a escolha clara e simples é EasyOne Air.



EasyOne



# Simple. Preciso. Comprovado.



## Telas de incentivo

Disponível com software *EasyOne Connect*



## Especificações

**Tipos de teste:** FVC, FVL, SVC, MVV e pré/pós teste

**Idiomas:** alemão, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, norueguês, polonês, português, russo, sueco

**Conectividade EMR:** EasyOne Connect

**Dimensões:** 3,4" x 6,1" x 1,4", 13 onças  
87 mm x 155 mm x 36 mm, 0,356 kg

**Normas:** ATS/ERS 2019 e 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability (incapacidade seg. a S.S. dos EUA)

## Números de ref<sup>a</sup>

**2500-2A:** Sistema de espirometria EasyOne Air (EUA e Canadá)

**2500-2INT:** Sistema de espirometria EasyOne Air (internacional)

**5050-50:** EasyOne FlowTube - Caixa 50 unid.

**5050-200:** EasyOne FlowTube - Caixa 200 unid.

**5050-500:** EasyOne FlowTube - Caixa 500 unid.  
Não disponível em todos os países



ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 EUA  
Telephone: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zúriquem, Suíça  
Telephone: +41 44 512 65 00



## Características

- Grande tela colorida sensível ao toque
- Fácil navegação
- Livre de calibração
- Bateria recarregável: >100 testes com uma carga
- Conectividade Bluetooth
- Uso flexível
- Modo portátil ou PC
- Incentivos animados em tempo real
- Transferência de dados em tempo real
- Integração comprovada com os principais sistemas EMR/EHR

**ndd TrueFlow**  
makes the difference

A medição de vazão ultrassônica exclusiva do ndd é altamente precisa em todas as faixas de vazão, independente da composição do gás, pressão, temperatura e umidade.

ndd **TrueFlow** é uma solução higiênica e livre de resistência que não requer calibração durante sua vida útil.

## EasyOne Connect

O software **EasyOne Connect** oferece um banco de dados e uma plataforma para todas as soluções de ponto de atendimento EasyOne. O gerenciamento de dados nunca foi tão fácil.

DIGITALIZE ME

