




Medical Technologies

Voici Buddy, votre coach en spirométrie.



EasyOne Sky

Redéfinir la spirométrie avec Buddy

L'avenir de la spirométrie

Dites adieu aux problèmes de spirométrie habituels : nous vous présentons Buddy, votre partenaire en spirométrie.

Buddy est conçu pour rendre la spirométrie plus agréable pour les patients. En outre, il simplifie le procédé aux professionnels de santé en rendant la spirométrie de haute qualité plus accessible et facile à suivre.

Laissez **EasyOne Sky** faire partie intégrante de vos soins patient et rendre vos tests de spirométrie plus fluides et agréables.



Scannez le code QR pour plus d'informations concernant Buddy.



Sans limites. EasyOne Sky.

Bonjour, je suis Buddy, votre coach en spirométrie.

Je suis là pour vous aider...

- en vous montrant comment réaliser un test parfait
- en éduquant vos patients
- en fournissant un retour d'informations
- en permettant d'obtenir des résultats de tests fiables et de haute qualité



Spécifications

Types de test : FVC, FVL, pré/post-tests

Langues: Anglais, Espagnol

Dimensions : 4.3" x 3.3" x 1.3", 4.9 oz / 111 x 84 x 33 mm, 140 g

Paramètres : BEV, FEF₂₅, FEF₂₅₋₇₅, FEF₅₀, FEF₇₅, FET, FEV_{0.75}, FEV_{0.75}/FVC, FEV₁, FEV₁/FVC, FEV₁Q, FIVC, FVC, PEF, PIF, FVC %modif, FEV1 %modif

Valeurs théoriques normales de spirométrie : GLI (Quanjer) 2012, NHANES-III (Hankinson) 1999, Global GLI (Bowerman) 2023

Gestion de données : EasyOne Mobile

Compatibilité des applications : Windows

iOS et Android, sans être disponible dans tous les pays

Références*

2800-1D EasyOne Sky, y compris dongle BLE pour utilisation PC

2800-1M EasyOne Sky

2800-50.1sp Dongle BLE EasyOne Sky

5050-50 EasyOne FlowTube, boîte de 50

5050-200 EasyOne FlowTube, boîte de 200

5050-500 EasyOne FlowTube, boîte de 500

* n'est pas disponible dans tous les pays



ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810
États-Unis Tél.: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suisse
Tél.: +41 44 512 65 00



TrueFlow
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons propre à ndd est très précise, quel que soit le débit et peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité.

ndd **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun calibrage au cours de sa durée de vie.

nddCloud
simplifying workflows

Moderne et sécurisée, la solution de connectivité ndd est conçue pour une connexion aux plateformes de santé et aux systèmes DME/DSE. Elle a été développée dans le respect des normes de cybersécurité les plus poussées.

À SCANNER



ID: LP-0000103 Rev: 00
© Copyright 2024. Tous droits réservés.