



Medical Technologies

Conheça o Buddy,
seu treinador de espirometria.



O futuro da espirometria

Diga adeus aos procedimentos difíceis de espirometria e diga olá ao Buddy, seu parceiro na espirometria.

O Buddy foi concebido para transformar a espirometria em uma experiência mais agradável para os pacientes e simplificar o processo aos profissionais de saúde, eliminando os obstáculos para uma espirometria de elevada qualidade.

Deixe que o EasyOne Sky transforme os testes de espirometria em um processo agradável e sem problemas dos cuidados de saúde do paciente.



EasyOne Sky

Redefinindo a espirometria com o Buddy



Leia o código QR
para ver o Buddy
em ação.



Sem limites. *EasyOne Sky*.

Olá, sou o Buddy, seu treinador de espirometria.

Estou aqui para ajudar você a...

- demonstrar como fazer um excelente teste
- treinar seus pacientes
- dar feedback
- obter resultados de teste de espirometria confiáveis e de alta



Especificações

Tipos de teste: FVC, FVL, pré/pós-testes

Idiomas: inglês, espanhol

Dimensões: 4.3" x 3.3" x 1.3", 4.9 onças / 111 x 84 x 33 mm, 140 g

Parâmetros: BEV, FEV₂₅, FEV₂₅₋₇₅, FEV₅₀, FEV₇₅, FET, FEV_{0.75}, FEV_{0.75}/FVC, FEV₁, FEV₁/FVC, FEV_{1Q}, FIVC, FVC, PEF, PIF, alteração em % FVC, alteração em % FEV1

Valores normais previstos Espirometria: GLI (Quanjer) 2012, NHANES-III (Hankinson) 1999, Global GLI (Bowerman) 2023

Gerenciamento de: EasyOne Mobile

Compatibilidade do: Windows Download on the App Store GET IT ON Google Play

iOS e Android não estão disponíveis em todos os países.

Referências dos artigos *

2800-1D EasyOne Sky incluindo dongle BLE para uso em PC

2800-1M EasyOne Sky

2800-50.1sp EasyOne Sky Dongle BLE

5050-50 Caixa EasyOne FlowTube de 50

5050-200 Caixa EasyOne FlowTube de 200

5050-500 Caixa EasyOne FlowTube de 500*

* Não está disponível em todos os países



n d d Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 EUA
Telefone: +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurique, Suíça
Telefone: +41 44 512 65 00



TrueFlow
makes the difference

A medição de fluxo ultrassônica única da n d d é altamente precisa em todas as faixas de fluxo, independentemente da composição do gás, da pressão, da temperatura e da umidade.

O n d d TrueFlow é uma solução higiênica e sem resistência que não requer calibração durante toda a vida útil.

n d d Cloud
simplifying workflows

A solução de conectividade moderna e segura da n d d foi concebida para se conectar a plataformas de saúde e sistemas EHR/EMR. Ela foi desenvolvida com base em padrões de segurança cibernética de última geração.

DIGITALIZE ME

