



Medical Technologies

EasyOne Air

Espirómetro portátil y para PC

El efecto de la espirometría en los resultados de sus pacientes

El dispositivo **EasyOne Air** de n d d sigue siendo el líder indiscutible en innovación en el ámbito de la espirometría. Gracias a su pantalla táctil fácil de usar y las indicaciones técnicas integradas, este dispositivo portátil se adapta fácilmente al flujo de trabajo de cualquier consultorio.

La tecnología avanzada TrueFlow elimina la necesidad de calibración y proporciona información fiable de utilidad clínica que facilita la toma de decisiones. Si está buscando un dispositivo de espirometría fiable, el **EasyOne Air** es, sin duda, la mejor opción.



EasyOne



Sencillo. Seguro. Probado.



Pantallas de incentivos

disponibles con el software *EasyOne Connect*.



Especificaciones

Tipos de pruebas: FVC, FVL, SVC, MVV y pruebas pre- y posbroncodilatadoras

Idiomas: alemán, danés, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco

Conectividad con HCE: EasyOne Connect

Dimensiones: 87 mm x 155 mm x 36 mm, 356 grams

Normas: ATS/ERS de 2022, 2019 y 2005, NIOSH, OSHA, Incapacidad de la SSA

Números de referencia

2500-2:	Sistema de espirometría EasyOne Air
5050-50:	EasyOne FlowTube, caja de 50 unidades
5050-200:	EasyOne FlowTube, caja de 200 unidades
5050-500:	EasyOne FlowTube, caja de 500 unidades No disponible en todos los países.



n d d Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover,
MA, 01810 Estados Unidos
Teléfono: +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suiza
Teléfono: +41 44 512 65 00



Características

- Pantalla táctil a color de grandes dimensiones.
- Navegación sencilla.
- Calibración estable a largo plazo.
- Batería recargable que permite realizar más de 100 pruebas con una sola carga.
- Conexión Bluetooth.
- Uso flexible.
- Modo portátil o para PC.
- Estímulos animados en tiempo real.
- Transferencia de datos en tiempo real.
- Integración demostrada con los principales sistemas de HCE.



La medición del flujo por ultrasonidos de n d d es extremadamente precisa en todos los rangos de flujo, independientemente de la composición del gas, la presión, la temperatura y la humedad.

n d d **TrueFlow** es una solución sin resistencia que no requiere ningún tipo de calibración durante la vida útil del dispositivo.

EasyOne Connect

El software **EasyOne Connect** ofrece una misma base de datos y una única plataforma para las soluciones **EasyOne** en el punto de atención. El tratamiento de los datos nunca había sido tan sencillo.

