



Medical Technologies

EasyOne Air

Spirometro portatile e per PC

Migliorare la spirometria.
Favorire esiti positivi per
i pazienti.

EasyOne Air di n d d è sempre all'avanguardia in termini di innovazione nella spirometria. Grazie al touchscreen intuitivo e alle indicazioni diagnostiche integrate, questo dispositivo portatile si integra perfettamente nel flusso di lavoro di qualsiasi ambulatorio.

Grazie all'avanzata tecnologia TrueFlow non è più necessario eseguire la calibrazione, in questo modo *EasyOne Air* produce dati immediatamente utilizzabili per prendere rapidamente decisioni. Quando si tratta di scegliere una soluzione spirometrica affidabile, la scelta chiara e semplice è *EasyOne Air*.



EasyOne



Semplice. Certo. Comprovato.



Schermate degli incentivi

Disponibili con il software **EasyOne Connect**



Specifiche

Tipi di test: FVC, FVL, SVC, MVV e test pre/post

Lingue: danese, francese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco

Connettività EMR: EasyOne Connect

Dimensions: 87 mm X 155 mm x 36 mm, 0,356 kg

Standard: ATS/ERS 2022, 2019 e 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

Codici catalogo

2500-2: Sistema per spirometria EasyOne Air

5050-50: EasyOne FlowTube scatola da 50 pz.

5050-200: EasyOne FlowTube scatola da 200 pz.

5050-500: EasyOne FlowTube scatola da 500 pz.
Non disponibile in tutti i Paesi



n d d Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 Stati Uniti
Telefono: +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 44 512 65 00



Caratteristiche

- Ampio touchscreen a colori
- Navigazione semplificata
- Calibrazione stabile a lungo termine
- Batteria ricaricabile: > 100 test con una sola carica
- Connettività Bluetooth
- Uso flessibile
- Modalità portatile o PC
- Incentivi animati in tempo reale
- Trasferimento dei dati in tempo reale
- Integrazione comprovata con i migliori sistemi EMR/EHR

n d d
TrueFlow
makes the difference

L'originale misurazione a ultrasuoni del flusso è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

n d d **TrueFlow** è una soluzione priva di resistenza che non necessita di essere calibrata nel corso della sua vita utile.

EasyOne Connect

Il software **EasyOne Connect** offre un database e una piattaforma per le soluzioni POC di EasyOne.

La gestione dei dati non è mai stata più facile.

SCANSIONAMI

