

EasyOne Pro/LAB

Umfassende patientennahe Lungenfunktionstests

Erweiterte Lungendiagnostik – Die Lunge verdient mehr Beachtung

Das **EasyOne Pro/LAB** ist die innovative Lösung in der Lungenfunktionsdiagnostik: Es bietet eine Vielzahl von Lungentests an und ist dennoch kompakt und bedienungsfreundlich. Mit Spirometrie-, Lungenvolumen- und DLCO-Tests deckt es wichtige Bedürfnisse in der Lungenmedizin ab.

Mit dem **EasyOne Pro/LAB** haben Sie ein effizientes Gerät für die Diagnose, Behandlung und Überwachung von Lungenerkrankungen an Ihrer Seite. Es ist mobil, bedienungsfreundlich, genau und für diverse Settings geeignet. Mit dem **EasyOne Pro/LAB** gewinnen Sie Zeit für die wichtigen Aufgaben in Ihrem medizinischen Alltag.



EasyOne



Präzise Messungen



EasyOne Pro

- Spirometrie
- DLCO
- Provokationstest

Lungenvolumen

- Single-Breath Helium-Verdünnung

EasyOne Pro LAB

- Spirometrie
- DLCO
- Provokationstest

Lungenvolumen

- Multiple-Breath Stickstoff-Washout
- Single-Breath Helium-Verdünnung



Spezifikationen

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, Provokationstest und Prä-/Post-Test, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL, SVC, MVV, Provokationstest und Prä-/Post-Test, DLCO, MBW, LCI

Sprachen: Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch

EMR-Verbindung: HL7, XML, GDT

Masse: 27 x 33.5 x 27 cm, 8 kg

Spirometrie-Standards: ATS/ERS 2022, 2019 und 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

DLCO-Standards: ATS/ERS 2017 & 2005

Artikelnummern

3000-1: EasyOne Pro

3100-1: EasyOne Pro LAB

2050-1: Spirette Schachtel mit 50 Stk.

2050-5: Spirette Schachtel mit 200 Stk.

2050-10: Spirette Schachtel mit 500 Stk.
Nicht in allen Ländern erhältlich

3050-1: DLCO Barrietten Schachtel mit 50 Stk.

3050-2: DLCO Barrietten Schachtel mit 100 Stk.

3150-1: FRC Barrietten Schachtel mit 40 Stk.
(nur zur Verwendung mit EasyOne Pro LAB)

3150-2: FRC Barrietten Schachtel mit 80 Stk.
(nur zur Verwendung mit EasyOne Pro LAB)



nnd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA
Phone: +1-978-470-0923

nnd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Switzerland
Phone: +41 44 512 65 00



Merkmale

- Portables und leichtes Design: ideal für den patientennahen Einsatz
- Einfache Bedienung, keine Aufwärmzeit
- Hygienische Lösung: Spezielle Atemrohre (Spirette und Barriette) vermeiden Kreuzkontaminationen.
- Schweizer Präzision
- Minimale Wartung: Sie gewinnen mehr Zeit fürs Patientengespräch.

nnd TrueFlow
makes the difference

Die Ultraschall-Technologie von nnd ist einzigartig: ihre Flussmessungen sind in allen Bereichen präzise und unabhängig von Gaszusammensetzung, Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit.

nnd **TrueFlow** ist eine widerstandsfreie Lösung. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

nnd TrueCheck
automated precision

Patentiertes System zur Überprüfung der Kalibrierung von nnd-Geräten

- Keine Geräte-Kalibrierung mit Gasen oder DLCO-Simulator notwendig
- 5-Punkt-Kalibration, einschliesslich Stabilität und Linearität von Inertgas- und CO-Sensor.

EasyOne Connect

Die Software **EasyOne Connect** bietet eine zentrale Datenbank und Plattform für EasyOne-Geräte. Das Datenmanagement war noch nie so einfach.

CODE SCANNER

